

환자 지침: 소변 배양용 소변검사

귀하의 의료 제공자가 소변 배양을 요청했습니다. 의미 있는 실험실 테스트 결과를 생성하려면 다음 지침을 정확히 따르십시오. 저희 연구소에서 멸균 샘플 용기를 얻으십시오.

중간뇨 수집

1. 라벨이 없는 경우 멸균 샘플 용기에 이름과 생년월일을 적으십시오.
2. 비누와 물로 손을 씻습니다. 손을 잘 말리십시오.
3. 샘플 용기를 엽니다. 뚜껑 내부가 위를 향하도록 하여 깨끗한 표면에 뚜껑을 조심스럽게 내려 놓습니다. 용기가 손이 닿는 곳에 있는지 확인하십시오. **절대 용기 내부나 뚜껑을 만지지 마세요.**
4. 물티슈 포장지를 엽니다. 포장에서 물티슈를 꺼내 펼쳐서 물티슈를 사용하여 앞에서 뒤로 음경 또는 음순을 한 번에 청소하십시오.
5. 변기에서 소량의 소변을 봅니다.
6. 이제 열린 용기를 가지고 직접적으로 용기에 중간뇨(오줌)을 받습니다. 용기를 1/4 ~ 1/2 만큼 채웁니다.
7. 소변 채취 후 남은 소변은 변기에 버려주세요.

중간뇨 삽화:

Step 5



Step 6



Step 7



8. 완료되면 뚜껑을 닫고 누출이 없는지 확인하십시오. 필요한 경우 용기를 닦을 수 있습니다.
9. 비누와 물로 손을 씻으십시오.
10. 용기에 수거 시간과 날짜를 적습니다.
11. 제공된 백에 용기를 넣고 백을 단단히 밀봉합니다.

Revision Number:	1.0	Effective Date:	May 25, 2022
------------------	-----	-----------------	--------------

NOTE: This is a **CONTROLLED** document. Any documents appearing in paper form that are not stamped in red "MASTER COPY" are not controlled.

PRE-PR-0026

12. 모든 서류를 접어서 수송용 백의 바깥 주머니에 넣으십시오. 이렇게 하면 표본이 서류에 누출되지 않습니다.
13. 가능한 한 빨리 샘플을 실험실로 가져오십시오. 최상의 결과를 얻으려면 샘플을 수집한 후 30 분 이내에 샘플을 연구소에 전달하십시오. 가능하지 않은 경우 샘플을 냉장 보관하고 가능한 한 빨리 가져오십시오.

Revision Number:	1.0	Effective Date:	May 25, 2022
-------------------------	-----	------------------------	--------------

*NOTE: This is a **CONTROLLED** document. Any documents appearing in paper form that are not stamped in red "MASTER COPY" are not controlled.*

PRE-PR-0026

Prepared by: Jennifer Um

Approved By:

Medical Approval		
Dr. Renison Chongkit		May 25, 2022
Name	Signature	Date

Management Approval		
Bonnie Tam		May 25, 2022
Name	Signature	Date

Record of Revisions

Version	Date of Revision/Review	Responsible Person	Revision Description	Signature of Approval

Revision Number:	1.0	Effective Date:	May 25, 2022
-------------------------	-----	------------------------	--------------

*NOTE: This is a **CONTROLLED** document. Any documents appearing in paper form that are not stamped in red "MASTER COPY" are not controlled.*