

Instructions pour le patient: Urine pour *Chlamydia trachomatis* (CT) et *Neisseria gonorrhoeae* (GC)

Votre fournisseur de soins de santé a demandé un échantillon d'urine pour les tests *Chlamydia* et *Neisseria gonorrhoeae*. Afin de produire un résultat de test de laboratoire valide, veuillez suivre ces instructions à la lettre. Veuillez procurer un contenant d'échantillon stérile auprès de notre laboratoire.

Prélèvement du premier jet urinaire

1. N'urinez pas dans l'heure précédant le prélèvement.
2. Il y a sur le contenant fourni par le laboratoire une marque de niveau indiquant 30 ml.
3. Écrivez votre nom complet et votre date de naissance sur l'étiquette du contenant s'il n'y a pas d'identification.
4. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Séchez bien vos mains.
5. Ouvrez le contenant.
6. Déposez soigneusement le couvercle avec l'intérieur vers le haut. **Ne touchez à aucun moment l'intérieur du récipient ou le couvercle.**
7. Prélevez les 30 premiers ml d'urine que vous émettez. Il est important de recueillir le début du jet d'urine. **L'urine du milieu du jet n'est pas acceptable.**



8. Finissez d'uriner dans la toilette. Les résultats du test seront affectés si vous fournissez plus de 60 ml d'urine. **Si plus de 60 ml d'urine ont été prélevés, attendez 1 heure et prélevez un autre échantillon d'urine.**
9. Lorsque vous avez terminé, vissez fermement le couvercle et assurez-vous qu'aucune fuite ne se produit. Essuyez le contenant si nécessaire.
10. Lavez vos mains avec l'eau et savon.

Revision Number:	1.0	Effective Date:	May 26, 2022
-------------------------	-----	------------------------	--------------


*NOTE: This is a **CONTROLLED** document. Any documents appearing in paper form that are not stamped in red "MASTER COPY" are not controlled.*

PRE-PR-0027

11. Écrivez l'heure et la date du prélèvement sur le contenant.
12. Placez le contenant dans le sachet fourni et fermez-le hermétiquement.
13. Afin de garantir que l'échantillon ne fuira pas sur les papiers, pliez tout document pertinent et placez-les dans la poche extérieure du sachet de transport de l'échantillon.
14. Apportez l'échantillon au laboratoire dès que possible. Pour de meilleurs résultats, livrez l'échantillon dans le 30 minutes suivant son prélèvement. Si ce n'est pas possible, conservez l'échantillon au réfrigérateur et apportez-le dès que possible.

Revision Number:	1.0	Effective Date:	May 26, 2022
-------------------------	-----	------------------------	--------------

*NOTE: This is a **CONTROLLED** document. Any documents appearing in paper form that are not stamped in red "MASTER COPY" are not controlled.*

	Patient Instructions: Urine for <i>Chlamydia trachomatis</i> (CT) and <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (GC) in French	Page 3 of 3
---	---	-------------

PRE-PR-0027

Prepared by: Lyssa Hoshi

Approved By:

Medical Approval		
Dr. Renison Chongkit		May 26, 2022
Name	Signature	Date

Management Approval		
Bonnie Tam		May 26, 2022
Name	Signature	Date

Record of Revisions

Version	Date of Revision/Review	Responsible Person	Revision Description	Signature of Approval

Revision Number:	1.0	Effective Date:	May 26, 2022
-------------------------	-----	------------------------	--------------

*NOTE: This is a **CONTROLLED** document. Any documents appearing in paper form that are not stamped in red "MASTER COPY" are not controlled.*